

Klingt gut: Nx 3*

Empfohlen für:



Gespräche bei starkem Lärm



Entfernte Sprache: Theater, Vortrag oder Konzert



Gespräche auf der Strasse



Gespräche bei Lärm



Gespräche in kleinen Gruppen



Telefonie: Mobiltelefonie & umfassendes Zubehör



Bequemes TV & Radio: Klangvolleres Verstehen in ruhigen Hörsituationen



Zuhause: Hörkomfort in ruhiger Umgebung

Im-Ohr-Hörgerät IEO



Hinter-dem-Ohr-Hörgerät HEO



*Nx 3 erhältlich als Pure 10, Pure 312 BT, Pure 13 BT, Pure Charge&Go BT, Motion 13 BT, Motion 13 P BT, Inσιο IIC NW, Inσιο CIC (NW und WL)

Das Leben findet nicht nur in der Wohnung oder im Haus statt.

Mit Nx 3 gelingt das Zuhören wieder – auch in herausfordernden Situationen wie z.B. bei Gesprächen in geräuschvollen Umgebungen. Der hochwertige Sprach- und Störlärmmanager sorgt dafür, dass auf den dominanten Sprecher fokussiert wird, Stimmen und Umgebungsgeräusche dagegen reduziert werden. Störendes ist somit nicht mehr im Vordergrund, Sprachverstehen ist wieder möglich. Zusätzlich sorgt die Funktion Own Voice Processing für eine natürliche Wahrnehmung der eigenen Stimme und somit auch für eine bessere Spontanakzeptanz. Das optionale Zubehör macht komfortables Fernsehen oder Telefonieren möglich, die Hörgeräte lassen sich mittels App über das Smartphone steuern. Zudem können mit den Nx 3 Hörgeräten Musik und Anrufe direkt von den Apple Geräten gestreamt werden.

Das Pure Charge&Go benötigt keine Batterien mehr, denn es lässt sich einfach immer wieder mit dem voll integrierten Akku aufladen. Dies geht auch von unterwegs mit jeder USB-kompatiblen Energiequelle (z.B. Auto-Adapter, Laptops).

Zusätzliche Eigenschaften:



mehrkanalige Lärmunterdrückung



Robustheit



Design



Hohe Töne



geeignet bei Tinnitus



Cros / Bicos



App für Smartphone iOS & Android



Bluetooth Zubehör



TV-Lösung



Fernbedienung



Bluetooth-Funktion (iOS)



Akkusystem

NEUROTH
BESSER HÖREN • BESSER LEBEN